




KeyModel Ultra®


KeyModel Ultra es un material diseñado para la impresión 3D de modelos dentales y de ortodoncia.



**DETALLES
SUPERFICIALES
IMPECABLES**



**TECNOLOGÍA
ULTRARRÁPIDA**



**DESMOLDEANTE
PARA
TERMOFORMADO**



SIN TPO



● Marfil 1kg.....4220009
4kg.....4240009

● Gris Claro 1kg.....4220010
4kg.....4240010

PROPIEDAD	PROCEDIMIENTO	KEYMODEL ULTRA
Resistencia máxima a la tracción	ASTM D638	50 MPa
Módulo de tracción	ASTM D638	1700 MPa
Alargamiento a la rotura	ASTM D638	5%
Resistencia máxima a la flexión	ASTM D790	70 MPa
Módulo de flexión	ASTM D790	1940 MPa
Viscosidad @ 25C	ASTM D7867	500-600 cP

keystone
industries



keyprint.keystoneindustries.com

US: 480 South Democrat Road Gibbstown NJ, 08027
EU: Keystone Industries GmbH Stockholzstr. 11 78224 Singen, Germany

US: 1.800.333.3131
EU: +49 77 31 91 21 01

REV 0 04/2025