



KeyMask[®]


Encía artificial, firme y flexible a la vez, que simula la apariencia y sensación del tejido gingival. Incorpore KeyMask en su planificación de restauraciones digitales.



PRECISIÓN



BAJA CONTRACCIÓN



FLEXIBLE



SIMULA EL TEJIDO DE LA ENCÍA

#4220002 (Botella 0,5 kg)

PROPIEDAD	PROCEDIMIENTO	KEYMASK
Resistencia a la tensión	ASTM D638	2 MPa
Módulo de Young	ASTM D638	4.6 MPa
Alargamiento a la rotura	ASTM D638	41%



FLEXIBLE PERO FIRME

Esta máscara gingival simula la apariencia y sensación del tejido gingival.



FÁCIL DE AJUSTAR

Crece un perfil de emergencia apropiado para la forma pónica.



keystone[®]
Industries

keyprint.keystoneindustries.com

US: 480 South Democrat Road Gibbstown NJ, 08027
EU: Keystone Industries GmbH Stockholzstr. 11 78224 Singen, Germany

US: 1.800.333.3131
EU: +49 77 31 91 21 01

REV 0 05/2025